

# NEKTON®-Desi-Plus

## Désinfectant pour récipients alimentaires

DESI-PLUS est un produit servant au nettoyage final de tous les récipients courants servant à l'alimentation des animaux domestiques, ainsi que tous les accessoires avec lesquels ces derniers entrent en contact.

C'est en premier lieu avec les récipients servant à leur nutrition et à leur alimentation en eau que nos animaux domestiques (chiens, chats, cochons d'Inde, hamsters, souris, lapins et oiseaux) entrent en contact immédiat. C'est la raison pour laquelle, -et ceci est une des conditions principales au maintien en bonne santé de nos animaux domestiques-, les récipients utilisés doivent être absolument propres et libres de germes.

Malheureusement, une telle hygiène ne peut s'obtenir par le biais d'un nettoyage normal des récipients et objets utilisés. De même, il n'est pas toujours possible de faire bouillir ces derniers, souvent fabriqués en matière plastique.

Afin que vous puissiez obtenir le plus aisément possible la destruction de tout germe, NEKTON-Produkte a développé pour vous le produit nettoyant spécial DESI-PLUS.

Lors de la mise au point d'un tel désinfectant, trois points importants doivent être observés. Notre produit DESI-PLUS remplit parfaitement toutes ces conditions.

1. Le produit doit agir pleinement à des températures réduites.  
\* Vous pouvez utiliser de l'eau froide pour la préparation de la solution désinfectante.

2. Le processus actif doit s'effectuer dans le laps de temps le plus court possible.  
\* Vous pouvez retirer de cette solution les objets à désinfecter au bout de 120 minutes, ceux-ci seront alors complètement libres de germe.

3. Bien que détruisant tous les germes et autres impuretés, le produit ne doit porter préjudice ni aux objets nettoyés, ni aux animaux les utilisant.  
\* A l'aide de DESI-PLUS, vous pouvez obtenir le nettoyage hygiénique de presque tous les objets servant à la tenue d'animaux domestiques, et ceci sans les abîmer. Naturellement, la solution de DESI-PLUS est absolument inoffensive pour votre animal.

Le mode d'action de DESI-PLUS, et par conséquent le principe de stérilisation à froid, est appliqué dans le monde entier depuis plus de 40 ans. Celui-ci s'est avéré très efficace dans les secteurs hospitalier, ménager et en particulier dans celui de la stérilisation de biberons et tétines.

L'utilisation de DESI-PLUS est devenue une évidence pour de nombreux propriétaires d'animaux domestiques, au même titre que la nutrition et les soins conformes aux exigences des espèces respectives.

Dans le cas de maladies et pour tous les jeunes animaux, DESI-PLUS devrait être considéré comme une nécessité absolue par tout ami des bêtes conscient de ses responsabilités!

La même chose vaut pour les amateurs d'oiseaux se consacrant à la tenue et à l'élevage de colibris, d'oiseaux-nectar, de même que des espèces frugivores ou bien recevant de la nourriture tendre. Les autres propriétaires d'oiseaux peuvent se contenter de traiter avec la solution de DESI-PLUS leurs tubes abreuvoirs souvent difficiles à nettoyer, afin d'empêcher dès le départ un possible développement de germes.

DESI-PLUS est utilisé depuis de nombreuses années non seulement par des particuliers, mais aussi par des instituts vétérinaires et de recherche scientifique, de même que par de nombreux jardins zoologiques dans le monde entier. Aussi pouvez-vous être certain que ce produit portant le label NEKTON est parfaitement éprouvé.

### UN "TUYAU" ISSU DE LA PRATIQUE:

De nombreux propriétaires d'animaux domestiques nous ont signalé qu'ils utilisent DESI-PLUS dilué en quantité égale avec de l'eau pour le nettoyage des cages d'oiseaux ou de petits animaux.

#### Mode d'emploi :

DESI-PLUS est un concentré et ne doit être utilisé que sous forme diluée. Diluer 10 ml de DESI-PLUS (= 2 x le contenu du couvercle) dans deux litres d'eau.

Les timbales ou appareils à désinfecter doivent être tout d'abord nettoyés avec soin. Ils sont ensuite plongés dans un récipient contenant cette solution diluée où ils doivent rester au moins 2 heures entièrement recouverts de DESI-PLUS. Afin d'accentuer et de prolonger l'effet du bain, il est conseillé de recouvrir le récipient. Après ce bain de stérilisation, les objets peuvent être utilisés sans aucun rinçage.

Il est recommandé de plonger les timbales et autres objets dans la solution diluée de DESI-PLUS pendant la nuit. Les bactéries sont éliminées ou rendues inactives le lendemain matin et les appareils sont prêts pour une utilisation hygiénique et parfaite.

La solution DESI-PLUS est efficace pendant plusieurs jours à condition qu'elle soit conservée dans un récipient hermétique.

### IMPORTANT :

DESI-PLUS ne doit pas se trouver à la portée des enfants.

DESI-PLUS a un effet caustique sur la peau, les yeux et les muqueuses. Il faut donc veiller à éviter ces contacts. En cas de contact cutané avec DESI-PLUS, rincer abondamment à l'eau, en cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter immédiatement un ophtalmologiste.

DESI-PLUS ne doit pas être utilisé avec du vinaigre, de l'ammoniac ou des détergents ménagers car ceci entraînerait un dégagement de chlore caustique pour les voies respiratoires. DESI-PLUS n'est pas utilisable pour les objets en bois, métal, cuir et textile.

#### Formes mises en vente:

Nous tenons à votre disposition plusieurs conditionnements choisis selon un critère commercial pointu.

DESI-PLUS prévient les troubles digestifs et gastriques.

DESI-PLUS est une aide lors de maladies infectieuses.

DESI-PLUS détruit les myosites pouvant être à l'origine de maladies.

DESI-PLUS participe au maintien de la bonne santé des animaux.  
Stand 2002